

TU5 SERİSİ TÜRBİDİMETRELER İÇİN PROGNOSYS

Bakımla ilgili acil durumları ortadan kaldırın.

Prognosys, yaklaşan cihaz sorunlarıyla ilgili sizi uyararak bakım çalışmalarınızda proaktif olmanızı sağlayan öngörü özelliğine sahip bir tanı sistemidir. Ölçümlerinizdeki değişikliklerin cihazınızdaki değişikliklerden mi yoksa sudaki değişikliklerden mi kaynaklandığını net bir şekilde öğrenebilirsiniz.

PROGNOSYS



Ölçüm Göstergesi

Ölçüm göstergesi, cihazın bileşenlerini izler ve bu bilgileri, ölçümler kuşkulu hale gelmeden, yaklaşan cihaz ihtiyaçlarıyla ilgili kullanıcıyı uyararak için kullanır.



Servis Göstergesi

Servis göstergesi, cihazın bakım veya servis için kalan gün sayısını takip eder.

Ölçümlerinizi etkilenmeden bakımlarınızı planlama zamanı.

BAKIM GEREKİYOR



0%

Ölçüm Göstergesi

Ölçülen bulanıklık, cihaz ile ölçülen maksimum sınırın üzerinde
Lazer çalışmıyor
Viyal durumu kabul edilemez düzeyde
Herhangi bir cihaz hatası



0 DAYS

Servis Göstergesi

Bir sonraki önerilen bakım görevine 1 gün veya daha az süre var
Lazer değişiminin süresi geçti
Nem tutucunun değiştirilmesi gerekiyor
Otomatik Temizlik Modülü temizleyici değişiminin süresi geçti

BAKIM BEKLEMEDE



56%

Ölçüm Göstergesi

Ölçülen bulanıklık, kalibrasyon veya cihaz ile ölçülen maksimum sınıra yaklaşıyor
Lazer işlevselliği azaldı
Kurutma sistemi risk altında
Viyali temizlik ve yoğunlaşma açısından kontrol edin
Akış, beklenen aralığın dışında
Herhangi bir cihaz uyarısı



4 DAYS

Servis Göstergesi

Bir sonraki bakım görevine 2 ila 7 gün arasında kaldı (kullanıcı tarafından ayarlanabilir)
Lazer değişimi beklemeye
Nem tutucunun kullanım ömrü azalıyor
Otomatik Temizlik Modülü temizleyicisinin yakın zamanda değiştirilmesi gerekiyor

BAKIM PERFORMANSI



100%

Ölçüm Göstergesi

Ölçülen bulanıklık, kalibrasyon veya cihaz ölçümü için uygun bir aralık dahilinde.
Lazer düzgün çalışıyor
Viyal temiz
Kurutma sistemi çalışıyor
Akış, beklenen aralık içinde



7 DAYS

Servis Göstergesi

Bir sonraki bakım görevine 7 ila 14 gün arasında kaldı (kullanıcı tarafından ayarlanabilir)
Lazer düzgün çalışıyor
Kalan beklenen nem tutucu kullanım ömrü
Otomatik Temizlik Modülü çalışıyor

Ölçüm göstergesinde değerlendirilen parametrelerin ve görevlerin birçoğu eğer ilgili cihaz bileşenleri yakın zamanda bakım gerektiriyorsa servis göstergesi aracılığıyla da görüntülenecektir.



Be Right™