



Standart İletkenlik Çözeltisi; 1990 µS/cm; NaCl; 100 mL

Ürün Numarası: 210542
TRY Fiyat: Bize Ulaşın
Mevcut

Laboratuvar ve saha analizleri için standart iletkenlik çözeltileri

Standart iletkenlik çözeltisi; 25°C'de 1990 µS/cm ± 20 µS/cm; Sodyum Klorür (NaCl) olarak 1000 mg/L; (1 µS/cm ~ 0,5 mg/L TDS); 100 mL şişe.

NIST standart referans malzemeler tarafından izlenebilir

Laboratuvarda ya da sahada, her zaman güvenebileceğiniz ölçüm sonuçları elde etmeniz son derece önemlidir. Kullanılan standart çözeltilerinin kalitesi, en önemli noktadır.

Hach ölçüm cihazları portföyü ve diğer ölçüm cihazları ile kullanım için tasarlanmıştır.

Doğru iletkenlik ölçümleri elde etmenin temelinde, iletkenlik hücresine iyi bakmak ve iyi kalibrasyon yapmak yatar.

Güvenilir ambalaj

Garantili raf ömrü sağlayan hava geçirmez ambalajda sunulur.

Teknik özellikler

Formül:	NaCl
Hacim / Paket boyutu:	100 mL
Konsantrasyon:	1000 mg/L (NaCl)
NIST izlenebilir:	Evet
Önemli açıklamalar:	Açıldıktan sonra önerilen saklama ve kullanım koşullarına uyulması durumunda raf ömrü: 3 ay
Package settings:	Şişe
Parametre:	İletkenlik
Platform:	Çözelti
Saklama koşulları:	10 - 25°C (Işıktan koruyun)
Tanım:	İletkenlik kalibrasyon çözeltisi