



Tampon Toz Paketleri; pH 7,00; Sarı Renk Kodlu; 50/kutu

Ürün Numarası:

2227066

TRY Fiyat:
Mevcut

Bize Ulaşın

Tehlikeli



Laboratuvar ve saha analizleri için pH Tampon standart çözeltileri

pH elektrot kalibrasyonu için pH Tamponu Toz Paketleri. Toz paketlerinin her biriyle 50 mL taze tampon çözeltisi hazırlanır. Kolay tanımlama için renk kodlu (Sarı). 25°C'de pH 7,00 $\pm$ 0,02. 50 Toz Paketi/kutu

NIST standart referans malzemeler tarafından izlenebilir

Laboratuvarda ya da sahada, her zaman güvenebileceğiniz ölçüm sonuçları elde etmeniz son derece önemlidir. Kullanılan pH Tampon Standart Çözeltilerinin kalitesi en önemli noktadır.

Hach ölçüm cihazları portföyü ve diğer ölçüm cihazları ile kullanım için tasarlanmıştır.

Doğru pH ölçümleri elde etmenin temelinde, pH elektrotuna iyi bakmak ve iyi kalibrasyon yapmak yatar.

Güvenilir ambalaj

Garantili raf ömrü sağlayan hava geçirmez ambalajda sunulur.

Teknik özellikler

Hacim / Paket boyutu:	50 adet
NIST izlenebilir:	Evet
Önemli açıklamalar:	Hazırlanan çözeltiyi kullandıktan sonra atın
Package settings:	Toz Paketleri
pH Değer(ler)i:	25°C'de 7,00 $\pm$ 0,02 pH
Renk kodlu?:	Evet
Saklama koşulları:	10 - 25°C (Işıktan koruyun)
Tanım:	pH Tamponu Kalibrasyon reaktifi

Gerekli Aksesuarlar

- pH Elektrot Kalibrasyonu için beher, Sarı, 30 mL, 80/kutu (Item SM5012)
- Wipes, Disposable, 11 x 22 cm, 280/pk (Item 2096900)
- Deionized water, 500 mL (Item 27248)