



Tampon Çözeltisi Kiti; Renk Kodlu; pH 4,01; pH 7,00 ve pH 10,01; 20 L

Ürün Numarası: 2507300
TRY Fiyat: Bize Ulaşın
Sevk tarihi gösterilmedi

Laboratuvar ve saha analizleri için pH Tampon standart çözeltileri

pH elektrotu kalibrasyonu için pH Tampon Standart Çözeltisi seti. Kolay tanımlama için önerilen 3'lü Renk Kodlu pH tampon çözeltisi kutusu. 25°C'de $\pm 0,02$. Beyaz renkli, oluklu karton kutu içinde katlanabilir iç keseden oluşan, 20 L'lik pH 4,01; 7,00 ve 10,01 Kutu İçi Torba paketleri. Yüksek hacimli pH testleri gerçekleştiren laboratuvarlar için ideal ambalaj boyutu.

NIST standart referans malzemeler tarafından izlenebilir

Laboratuvarda ya da sahada, her zaman güvenebileceğiniz ölçüm sonuçları elde etmeniz son derece önemlidir. Kullanılan pH Tampon Standart Çözeltilerinin kalitesi en önemli noktadır.

Hach ölçüm cihazları portföyü ve diğer ölçüm cihazları ile kullanım için tasarlanmıştır.

Doğru pH ölçümleri elde etmenin temelinde, pH elektrotuna iyi bakmak ve iyi kalibrasyon yapmak yatar.

Güvenilir ambalaj

Garantili raf ömrü sağlayan hava geçirmez ambalajda sunulur.

3'lü pH tamponu kutusu alarak tasarruf edin!

Tek şişe satın alınmasına oranla %33 daha düşük maliyet

Teknik özellikler

Hacim / Paket boyutu:	3 pk of 20 L
NIST izlenebilir:	Evet
Package settings:	Kutu İçi Torba (BiB)
pH Değer(ler)i:	25°C'de pH 4,01; 7,00 ve 10,01 $\pm 0,02$
Renk kodlu?:	Evet
Saklama koşulları:	10 - 25°C (Işıktan koruyun)
Tanım:	pH Tamponu Kalibrasyon reaktifi