



Standart İletkenlik Çözeltisi; 1000 µS/cm; NaCl; 50 mL

Ürün Numarası: 1440026
TRY Fiyat: Bize Ulaşın
Mevcut

Laboratuvar ve saha analizleri için standart iletkenlik çözeltileri

Standart iletkenlik çözeltisi; 25°C'de 1000 µS/cm ± 10 µS/cm; Sodyum Klorür (NaCl) olarak 491 mg/L ± 2,5 mg/L; (1 µS/cm ~ 0,5 mg/L TDS); 50 mL dökme ağızlıkl şişe.

NIST standart referans malzemeler tarafından izlenebilir

Laboratuvarda ya da sahada, her zaman güvenebileceğiniz ölçüm sonuçları elde etmeniz son derece önemlidir. Kullanılan standart çözeltilerinin kalitesi, en önemli noktadır.

Hach ölçüm cihazları portföyü ve diğer ölçüm cihazları ile kullanım için tasarlanmıştır.

Doğru iletkenlik ölçümleri elde etmenin temelinde, iletkenlik hücresine iyi bakmak ve iyi kalibrasyon yapmak yatar.

Güvenilir ambalaj

Garantili raf ömrü sağlayan hava geçirmez ambalajda sunulur.

Teknik özellikler

Formül:	NaCl
Hacim / Paket boyutu:	50 mL
Konsantrasyon:	25°C'de 1000 µS/cm; 25°C'de ± 10 µS/cm
NIST izlenebilir:	Evet
Önemli açıklamalar:	Açıldıktan sonra önerilen saklama ve kullanım koşullarına uyulması durumunda raf ömrü: 3 ay
Package settings:	Şişe
Parametre:	İletkenlik
Platform:	Çözelti
Saklama koşulları:	10 - 25°C (Işıktan koruyun)
Tanım:	İletkenlik kalibrasyon çözeltisi