



Reactive Orthophosphate (as PO₄-) Test Strips, 0-50 mg/L, 50 tests

Ürün Numarası:

2757150

TRY Fiyat:
Mevcut

Bize Ulaşın

Tehlikeli



Easy to use, disposable, and inexpensive

A great way to obtain quick, quantitative answers in the field or in the lab

Teknik özellikler

Birim:	50 tests
En küçük artış adımları:	Steps: 0, 5, 15, 30, 50
Ölçüm aralığı:	0 - 50 ppm PO ₄
Parametre:	Phosphorus, Orthophosphate (reactive) - as PO ₄
Platform:	Test Strip
Test kiti modeli:	Test Strips