



Raf, Test Tüpü, Polietilen, 30 mm (D.Ç.), 21 Yuva

Ürün Numarası:

2497904

TRY Fiyat:
Mevcut

Bize Ulaşın

21 konumlu raf, suya batan ve suya daldırıldığında rafların yüzmemesini sağlayan özel bir polipropilen karışımdandır. Otoklavlanabilir. İstiflenebilir ve otoklavlanabilir. Toplam boyut: 24,6 x 10,7 x 6,4 cm (9,7 x 4,2 x 2,5 inç). Renk değişiklik gösterebilir.

Teknik özellikler

Çap:	30 mm
Hacim / Paket boyutu:	1 each
Test tüpü düzenlemesi:	3 x 7
Test tüpü yuvası:	21