



Be Right™



Elektrot Temizleme Çözeltisi; RENOVO.X ekstra güçlü; 250 mL

Ürün Numarası:

S16M002

Tehlikeli

TRY Fiyat:
Mevcut

Bize Ulaşın



Zor temizlenen protein tortularını temizlemek için elektrot temizleme çözeltisi. Kirli su veya biyolojik olarak aktif numunelerde kullanımdan sonra pH sensörü temizliğine uygundur.

Teknik özellikler

Formül:	Sodyum Hipoklorit
Hacim / Paket boyutu:	250 mL
Parametre:	Temizleme çözeltisi
Solution Type:	Temizleme
Tanım:	Çözeltilerde protein bulunduğunda daha güçlü temizleme maddeleri kullanmak gerekir.