



Test Kit, chlorine (free and total), model CN-80

Ürün Numarası:

2129000

Tehlikeli

TRY Fiyat:
Mevcut

Bize Ulaşın



Simple, low-cost color disc method is the most accurate visual test kit method.

Simple, low-cost color disc method is the most accurate visual test kit method

Achieve fast results with an easy-to-carry test kit

Teknik özellikler

Metot:	Color Disc/DPD
Model:	CN-80
Muhafaza Türü:	D
Ölçüm aralığı:	Triple Range
Ölçüm aralığı (2):	0 - 3,4 mg/L Cl_2
Ölçüm aralığı (3):	0 - 10 mg/L Cl_2
Parameter:	Chlorine (Free and Total)
Parametre:	Chlorine, low range - As free & total Cl_2 ← total Cl_2 ←
Platform:	Renk Diski
Smallest increment:	0.02
	0.1
	0.5
Standart aralık:	0 - 0.68 mg/L Cl_2 ; 0 - 3.4 mg/L Cl_2 ; 0 - 10 mg/L Cl_2
Test kiti modeli:	CN-80 ²
Test sayısı:	100