



Spektrofotometreler için USB barkod el tarayıcısı

Ürün Numarası:	LZV566
TRY Fiyat:	Bize Ulaşın
2 hafta içinde teslimat	

Normların ve özel barkodların otomatik olarak tanımlanması (ProID) için kullanılan tarayıcı spektrofotometrelerin opsiyonel bir parçasıdır.

ProID numune tanımlama sistemi için farklı renkli kuvvet klipslerini tanır.

Teknik özellikler

Ağırlık:	0,185 kg
Arayüz:	1 USB
Boyut (Y x G x D):	80 mm x 100 mm x 175 mm
Garanti:	24 aylar
Hacim / Paket boyutu:	1 adt.
İşletme sıcaklık aralığı:	0 - 55 °C
Maks. işletme rutubeti:	90 %
Muhafaza Su Geçirmezlik Sınıfı:	IP30
Saklama koşulları:	-20°C - 70°C