



AT/KF1000 RedOx Titrasyonları İçin Intellical MTC695 Çift Platin Elektrot

Ürün Numarası: **MTC69501**
TRY Fiyat: **Bize Ulaşın**

Intellical MTC695, yerleşik sıcaklık sensörüne sahip çift telli bir platin probdur. Prob 1 metrelik kablo ile sunulur ve Titralab AT1000 Serisiyle titrasyon amaçlı kullanıma yöneliktir. MTC695; suda serbest ve toplam klor, klor dioksit ve sülfid ile şarap ürünü uygulamalarında sülfür dioksit ölçümü için akıma maruz bırakmalı iyodometrik Redox titrasyonlarında idealdir. Bu prob ayrıca TitraLab KF1000 Serisiyle Karl Fischer yöntemine göre nem içeriği tayini için de uygulanabilir.

Teknik özellikler

Ağırlık:	0,1 kg
Boyutlar (D x U):	12 mm x 200 mm
Elektrot tipi:	Metal RedOx Titrasyonu, Pt-Pt
Garanti:	12 aylar
Kablo Uzunluğu:	1 m
Ölçüm aralığı:	± 1200 mV (± 200 µA)
Önemli özellik:	Akıma maruz bırakmalı Redox Titrasyonu
Parametre:	mV
Prob türü:	Standart
Sensor material:	Epoksi
Sensör türü:	Platin teller
Sıcaklık aralığı:	-10 - 80°C
Sıcaklık çözünürlüğü:	0,1°C
Sıcaklık doğruluğu:	± 0,3°C
Termistör:	ATC
Test Gereklikleri:	Gereken Parametre: RedOks Titrasyonu
Ürün Kiti:	Minimum Numune Derinliği (mm): 10 Model: MTC695 Dahil Olan Aksesuarlar: Yok
Uzunluk:	200 mm
Yöntem Türü:	Titrasyonları İçin Çift Platin Elektrot