



Komple SL1000 Portatif Paralel Analizör (PPA) Seti

Ürün Numarası: LPV443.99.20002

TRY Fiyat: Bize Ulaşın

Su kalitesi testi. Çok kolaylaştırıldı.

Hach SL1000 Portatif Paralel Analizör (PPA), aynı testi manuel işlemlerin yarısından daha az adımla gerçekleştirir. Çok düşük hata yapma olasılığı ile çok kısa sürede sonuçlar elde edin. Eş zamanlı olarak altı parametre test edilebilir.

Daha az değişkenlik

Deneyimli kişiler tarafından yapıldığında bile değişkenliğe sebep olan manuel adımlardan kaçının. Mevcut hach metodlarındaki proses ve reaktifler kullanılırken, otomasyon ve dahili sıcaklık kontrolü ile tüm proses tutarlı ve tekrar edilebilir hale getirilir.

Kafanız daha rahat

Kolorimetrik test ve prob testi tek bir cihaz ile daha az aksesuar gerektiren bir saha setinde bir araya getirilmiştir. Toz reaktif veya cam numune hücresi kullanmaya gerek yoktur. Tüm kimyasallar ve işlemler tamamen Chemkey içerisindedir.

Daha hızlı test

Dört kolorimetrik ve iki prob ölçümünü paralel olarak gerçekleştirin ve normalde harcayacağınız zamanın %25'inde tüm testleri tamamlayın. Sahada daha fazla test yapın, ihtiyacınız olan sonuçları daha hızlı alın ve daha fazla sahayı ziyaret edin.

Chemkey teknolojisi

Chemkey reaktifleri yıllardır güvenle kullandığınız aynı kimyasalları içerir ve aynı proses adımlarını gerçekleştirir. Şimdi başka bir şeye ihtiyaç kalmayan, basit bir paketle sunuluyor. İçme suyu uygulamalarında Serbest ve Toplam Klorun raporlanması için EPA tarafından onaylanmıştır.

Teknik özellikler

Arayüz:	Mini USB
Batarya gereksinimleri:	Şarj edilebilir lityum-iyon batarya paketi
Batarya ömrü:	>200 Chemkey testi (bataryanın şarjı tam olduğunda)
Garanti:	24 aylar
İçerik:	SL1000 meter, carrying case, 1 instrument sample cup, 2 electrode sample cups, rechargeable battery, battery charger, hand strap, instrument manual, and USB cable plus 1 pH electrode, 1 conductivity electrode and 1 box each of Free Chlorine, Total Chlorine, Monochloramine, Nitrite and Free Ammonia Chemkeys.
Instrument Bundle:	Full SL1000 Portable Parallel Analyser (PPA) Standard Kit
İşletme sıcaklık aralığı:	5 - 50 °C / maksimum %85 bağıl nem (yoğuşmasız)
Kanal sayısı:	2
Koruma sınıfı:	III
Kutudakiler:	SL1000 analizör, taşıma çantası, 1 cihaz numune kabı, 2 elektrot numune kabı, şarj edilebilir batarya, batarya şarj cihazı, el askısı, cihaz kullanım kılavuzu ve USB kablo, 1 pH elektrodu,

	1 iletkenlik elektrodu ve 1'er kutu Serbest Cl, Toplam Cl, Monokloramin, Nitrit ve Serbest Amonyak Chemkeyleri.
Lamp Type:	Light Emitting Diode (LED)
Muhafaza Su Geçirmezlik Sınıfı:	IP54
Ölçüm modu:	Transmitans (%), absorbans (abs) ve konsantrasyon (Conc)
Saklama koşulları:	-20 - 60 °C / maksimum %85 bağıl nem (yoğuşmasız)
Sertifikalar:	CE uyumlu

Kutudakiler

SL1000 analizör, taşıma çantası, 1 cihaz numune kabı, 2 elektrot numune kabı, şarj edilebilir batarya, batarya şarj cihazı, el askısı, cihaz kullanım kılavuzu ve USB kablo, 1 pH elektrodu, 1 iletkenlik elektrodu ve 1'er kutu Serbest Cl, Toplam Cl, Monokloramin, Nitrit ve Serbest Amonyak Chemkeyleri.