



Pipet, serolojik, steril, polistiren, 5 mL, mavi, 200/pkt

Ürün Numarası: 2092667
TRY Fiyat: Bize Ulaşın
Teslimat tarihi için arayın

Steril, tek kullanımlık plastik pipet. Ayrı ayrı paketlenmiş. Renk kodlu. "Aktarmak (TD)" İçin Kalibre Edilmiş. ASTM E934 ile uyumlu.

Graduations are calibrated for accurate dispensing to within $\pm 2\%$

Pipets meet BST/TSE requirements; latex-free

DNase/RNase-free, non-pyrogenic, non-cytotoxic, non-haemolytic

Teknik özellikler

Dereceler:	0.10 mL
Hacim / Paket boyutu:	200 /pkt
Kapasite:	5 mL
Negative Graduations:	2.0 mL