



Tube, culture, w/ screw cap, 20 x 150 mm, 10/pk

Ürün Numarası: 2096230
TRY Fiyat: Bize Ulaşın
1 hafta içinde teslimat

Cap has a firmly bonded rubber liner, providing a sure and highly inert sealing surface.

Teknik özellikler

Boyutlar (D x U):	20 mm x 150 mm
Çap:	20 mm
Hacim / Paket boyutu:	10 /pk
Kapasite:	Capacity to Neck 30 mL
Önemli özellik:	Tube, 20 x 150 mm
Uzunluk:	150 mm