



Flow through unit for NT3100 sc/NT3200 sc 5 mm, Nitratax plus sc 5 mm, Uvas plus sc 5 mm probe

Ürün Numarası:

LZX867

TRY Fiyat:
Mevcut

Bize Ulaşın

Teknik özellikler

Ağırlık:	3,6 kg
Akış Hızı:	Min. 0.5 L/h
Basınç aralığı:	Not pressurized, open drain
Boyut (Y x G x D):	210 mm x 500 mm x 160 mm
İşletme sıcaklık aralığı:	2 - 40 °C (sample temperature)
Kablo uzunluğu:	10 m
Malzeme:	Measuring cell: PVC; Glands: PVDF; Sample tube: PVC; Screws: Stainless Steel; Seals: EPDM
Numune girişi:	Tube ID 4 mm/AD 6 mm
Numune hacmi:	0,5 - 10 L
Numune ile temasta olan malzemeler:	Measuring cell: PVC; Seals: EPDM; Glands: PVDF; Sample tube: PVC
Numune sıcaklığı:	2 - 40°C (35,6 - 104°F)
Ölçüm Yolu Uzunluğu:	2 mm
Uzunluk:	333 mm