



Tampon Toz Paketleri; pH 7,00; Sarı Renk Kodlu; 250/kutu

Ürün Numarası:

2227064

TRY Fiyat:
Mevcut

Bize Ulaşın

Tehlikeli



Laboratuvar ve saha analizleri için pH Tampon standart çözeltileri

pH elektrot kalibrasyonu için pH Tamponu Toz Paketleri. Toz paketlerinin her biriyle 50 mL taze tampon çözeltisi hazırlanır. Kolay tanımlama için renk kodlu (Sarı). 25°C'de pH 7,00 $\pm$ 0,02. 250 Toz Paketi/kutu

NIST standart referans malzemeler tarafından izlenebilir

Laboratuvarda ya da sahada, her zaman güvenebileceğiniz ölçüm sonuçları elde etmeniz son derece önemlidir. Kullanılan pH Tampon Standart Çözeltilerinin kalitesi en önemli noktadır.

Hach ölçüm cihazları portföyü ve diğer ölçüm cihazları ile kullanım için tasarlanmıştır.

Doğru pH ölçümleri elde etmenin temelinde, pH elektrotuna iyi bakmak ve iyi kalibrasyon yapmak yatar.

Güvenilir ambalaj

Garantili raf ömrü sağlayan hava geçirmez ambalajda sunulur.

Teknik özellikler

Hacim / Paket boyutu:	250 adet
NIST izlenebilir:	Evet
Önemli açıklamalar:	Hazırlanan çözeltiyi kullandıktan sonra atın
Package settings:	Toz Paketleri
Parametre:	pH
pH Değer(ler)i:	25°C'de 7,00 $\pm$ 0,02 pH
Renk kodlu?:	Evet
Saklama koşulları:	10 - 25°C (Işıktan koruyun)
Tanım:	pH Tamponu Kalibrasyon reaktifi