



Singlet Tek Kullanımlık pH Tamponu Kiti; pH 4,01 ve 7,00; 2x10/kutu

Ürün Numarası:

2769920

TRY Fiyat:
Mevcut

Bize Ulaşın

Singlet Çözelti Paketleri

pH elektrotu kalibrasyonu için pH Tampon Standart Çözeltisi. pH tamponu içeren hava geçirmez poşetler. 25°C'de pH $\pm 0,02$. 10 adet pH 4,01 kutu ve 10 adet pH 7,00 kutu, her biri 20 mL

Tesiste analiz için ideal

Sızdırmaz paketlerin taşınması kolaydır; dökülme riski yoktur.

Kullanımı Kolaydır

Sadece poşeti açın ve elektrodu daldırın.

Taze ve güvenilir

Poşetler kirlenmeyi ve hava ile teması engeller.

Hach ölçüm cihazları portföyü ve diğer ölçüm cihazları ile kullanım için tasarlanmıştır.

Doğru pH ölçümleri elde etmenin temelinde, pH elektrotuna iyi bakmak ve iyi kalibrasyon yapmak yatar.

Teknik özellikler

Hacim / Paket boyutu:	2 pks of 20 adet
NIST izlenebilir:	Evet
Önemli açıklamalar:	Kullandıktan sonra çözeltiyi atın
Package settings:	Singlet
pH Değer(ler)i:	25°C'de 4,01 ve 7,00 $\pm 0,02$ pH
Renk kodlu?:	Evet
Saklama koşulları:	10 - 25°C (Işıktan koruyun)
Tanım:	pH Tamponu Kalibrasyon reaktifi