



## Tampon Çözeltisi; pH 7,00; Sarı Renk Kodlu; 15 mL

Ürün Numarası:

2283536

TRY Fiyat:

Bize Ulaşın

### Laboratuvar ve saha analizleri için pH Tampon standart çözeltileri

pH elektrotu kalibrasyonu için pH Tampon Standart Çözeltisi. Kolay tanımlama için Renk Kodlu pH tampon çözeltisi. 25°C'de pH 7,00 ± 0,02. 15 mL şişe

#### NIST standart referans malzemeler tarafından izlenebilir

Laboratuvarda ya da sahada, her zaman güvenebileceğiniz ölçüm sonuçları elde etmeniz son derece önemlidir. Kullanılan pH Tampon Standart Çözeltilerinin kalitesi en önemli noktadır.

#### Hach ölçüm cihazları portföyü ve diğer ölçüm cihazları ile kullanım için tasarlanmıştır.

Doğru pH ölçümleri elde etmenin temelinde, pH elektrotuna iyi bakmak ve iyi kalibrasyon yapmak yatar.

#### Güvenilir ambalaj

Garantili raf ömrü sağlayan hava geçirmez ambalajda sunulur.

### Teknik özellikler

|                       |                                                                                             |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hacim / Paket boyutu: | 15 mL                                                                                       |
| NIST izlenebilir:     | Evet                                                                                        |
| Önemli açıklamalar:   | Açıldıktan sonra önerilen saklama ve kullanım koşullarına uyulması durumunda raf ömrü: 6 ay |
| Package settings:     | Şişe                                                                                        |
| pH Değer(ler)i:       | 25°C'de 7,00 ± 0,02 pH                                                                      |
| Renk kodlu?:          | Evet                                                                                        |
| Saklama koşulları:    | 10 - 25°C (Işıktan koruyun)                                                                 |
| Tanım:                | pH Tamponu Kalibrasyon reaktifi                                                             |