



Düzenli Bakım İçin Elektrot Temizleme Çözeltisi; 500 mL

Ürün Numarası:

2965249

Tehlikeli

TRY Fiyat:
Mevcut

Bize Ulaşın



pH elektrotu düzenli temizlik bakım işlemi için elektrot temizleme çözeltisi. Temiz su numunelerinde kullanımdan sonra pH algılama elemanının yumuşak temizliği için uygun. 500 mL şişe.

Teknik özellikler

Formula:	KATHON CG, DECONEX 11
Hacim / Paket boyutu:	500 mL
Platform:	Çözelti
Solution Type:	Temizleme
Tanım:	Düzenli temizlik bakım işlemi