



Singlet Tek Kullanımlık Standart İletkenlik Çözeltisi; 1413 $\mu\text{S}/\text{cm}$; KCl; 20 mL

Ürün Numarası:

2771420

TRY Fiyat:

Bize Ulaşın

Singlet Çözelti Paketleri

Standart İletkenlik Çözeltisi. Potasyum Klorür (KCl) içeren hava geçirmez poşetler. 25°C'de 1413 $\mu\text{S}/\text{cm} \pm 0,1\%$. Kullanıma hazır, her biri 20 mL

Tesiste analiz için ideal

Sızdırmaz paketlerin taşınması kolaydır; dökülme riski yoktur.

Kullanımı Kolaydır

Sadece poşeti açın ve elektrodu daldırın.

Taze ve güvenilir

Poşetler kirlenmeyi ve hava ile teması engeller.

Hach ölçüm cihazları portföyü ve diğer ölçüm cihazları ile kullanım için tasarlanmıştır.

Doğru İletkenlik ölçümleri elde etmenin temelinde, İletkenlik hücresine iyi bakmak ve iyi kalibrasyon yapmak yatar.

Teknik özellikler

Formül:	KCl
Hacim / Paket boyutu:	20 adet
Konsantrasyon:	25°C'de 1413 $\mu\text{S}/\text{cm}$; 25°C'de $\pm 0,1\%$
NIST izlenebilir:	Evet
Önemli açıklamalar:	Kullandıktan sonra çözeltiyi atın
Package settings:	Singlet
Parametre:	İletkenlik
Saklama koşulları:	10 - 25°C (Işıktan koruyun)
Tanım:	İletkenlik kalibrasyon çözeltisi