



Standart Klorür Çözeltisi; 1000 mg/L; 500 mL

Ürün Numarası: 18349
TRY Fiyat: Bize Ulaşın
Mevcut

Laboratuvar analizleri için İyon Seçici Elektrot (ISE) standart çözeltileri

ISE Standart Çözeltisi. Klorür; 1000 mg/L $\pm$ 10 mg/L Cl⁻ (NIST). 500 mL şişe

NIST standart referans malzemeler tarafından izlenebilir

Her zaman güvenebileceğiniz ölçüm sonuçları elde etmek son derece önemlidir. Kullanılan standart çözeltilerinin kalitesi, en önemli noktadır.

Hach ölçüm cihazları portföyü ve diğer ölçüm cihazları ile kullanım için tasarlanmıştır.

Doğru ISE ölçümleri elde etmenin temelinde, İyon Seçici Elektrotta iyi bakmak ve iyi kalibrasyon yapmak yatar.

Güvenilir ambalaj

Garantili raf ömrü sağlayan hava geçirmez ambalajda sunulur.

Teknik özellikler

Hacim / Paket boyutu:	500 mL
Konsantrasyon:	1000 mg/L $\pm$ 10 mg/L Cl ⁻
Önemli açıklamalar:	Açıldıktan sonra önerilen saklama ve kullanım koşullarına uyulması durumunda raf ömrü: 3 ay
Package settings:	Şişe
Parametre:	Klorür
Platform:	Çözelti
Saklama koşulları:	10 - 25°C (Işıktan koruyun)
Tanım:	Standart Klorür Çözeltisi; Cl ⁻ olarak (NIST)

Gerekli Aksesuarlar

- Chloride Ionic Strength Adjustor (ISA) Powder Pillows, pk/100 (Item 2318069)