



Standart İletkenlik Çözeltisi; 147 μ S/cm; KCl; 250 mL

Ürün Numarası: LZW9700.99
TRY Fiyat: Bize Ulaşın
3 gün içinde teslimat

Laboratuvar ve saha analizleri için standart iletkenlik çözeltileri

Standart İletkenlik Çözeltisi. 25°C'de 147 μ S/cm $\pm$ 5 μ S/cm; Potasyum Klorür (KCl) olarak (0,001 M). 250 mL şişe.

Geniş kapsamlı konsantrasyon

ve paket boyutu seçenekleri

Hach iletkenlik standartları, kullanıcı ortamları ve standart çalışma uygulamaları gerekliliklerini karşılamak üzere geniş bir boyut yelpazesinde sunulur.

NIST standart referans malzemeler tarafından izlenebilir

Laboratuvarda ya da sahada, her zaman güvenebileceğiniz ölçüm sonuçları elde etmeniz son derece önemlidir. Kullanılan standart çözeltilerinin kalitesi, en önemli noktadır.

Hach ölçüm cihazları portföyü ile kullanım için tasarlanmıştır

Doğru iletkenlik ölçümleri elde etmenin temelinde, iletkenlik hücresine iyi bakmak ve iyi kalibrasyon yapmak yatar.

Güvenilir ambalaj

Garantili raf ömrü sağlayan hava geçirmez ambalajda sunulur.

Teknik özellikler

Formül:	KCl
Hacim / Paket boyutu:	250 mL
Konsantrasyon:	0,001 M KCl
NIST izlenebilir:	Evet
Önemli açıklamalar:	Açıldıktan sonra önerilen saklama ve kullanım koşullarına uyulması durumunda raf ömrü: 3 ay
Package settings:	Şişe
Parametre:	İletkenlik
Platform:	Çözelti
Saklama koşulları:	10 - 25°C (Işıktan koruyun)
Tanım:	İletkenlik kalibrasyon çözeltisi