



Be Right™



## Tampon Çözeltisi; pH 7,00; 125 mL

Ürün Numarası: LZW9461.98  
TRY Fiyat: Bize Ulaşın

### Laboratuvar ve saha analizleri için pH Tampon standart çözeltileri

pH elektrotu kalibrasyonu için pH Tampon Standart Çözeltisi. Renksiz pH tamponu; 25°C'de pH 7,00 ± 0,02; 125 mL şişe

#### NIST standart referans malzemeler tarafından izlenebilir

Laboratuvarda ya da sahada, her zaman güvenebileceğiniz ölçüm sonuçları elde etmeniz son derece önemlidir. Kullanılan pH Tampon Standart Çözeltilerinin kalitesi en önemli noktadır.

#### Hach ölçüm cihazları portföyü ve diğer ölçüm cihazları ile kullanım için tasarlanmıştır.

Doğru pH ölçümleri elde etmenin temelinde, pH elektrotuna iyi bakmak ve iyi kalibrasyon yapmak yatar.

#### Güvenilir ambalaj

Garantili raf ömrü sağlayan hava geçirmez ambalajda sunulur.

### Teknik özellikler

Hacim / Paket boyutu:	125 mL
NIST izlenebilir:	Evet
Önemli açıklamalar:	Açıldıktan sonra önerilen saklama ve kullanım koşullarına uyulması durumunda raf ömrü: 6 ay
Package settings:	Şişe
pH Değer(ler)i:	25°C'de 7,00 ± 0,02 pH
Raf ömrü:	24 ay
Renk kodlu?:	Hayır
Saklama koşulları:	10 - 25°C (Işıktan koruyun)
Tanım:	pH Tamponu Kalibrasyon reaktifi