



Tampon Çözeltisi; pH 4,01; 250 mL

Ürün Numarası: LZW9463.99
TRY Fiyat: Bize Ulaşın
Mevcut

Laboratuvar ve saha analizleri için pH Tampon standart çözeltileri

pH elektrotu kalibrasyonu için pH Tampon Standart Çözeltisi. Renksiz pH tamponu; 25°C'de pH 4,01 $\pm$ 0,02; 250 mL şişe

NIST standart referans malzemeler tarafından izlenebilir

Laboratuvarda ya da sahada, her zaman güvenebileceğiniz ölçüm sonuçları elde etmeniz son derece önemlidir. Kullanılan pH Tampon Standart Çözeltilerinin kalitesi en önemli noktadır.

Hach ölçüm cihazları portföyü ve diğer ölçüm cihazları ile kullanım için tasarlanmıştır.

Doğru pH ölçümleri elde etmenin temelinde, pH elektrotuna iyi bakmak ve iyi kalibrasyon yapmak yatar.

Güvenilir ambalaj

Garantili raf ömrü sağlayan hava geçirmez ambalajda sunulur.

Teknik özellikler

Hacim / Paket boyutu:	250 mL
NIST izlenebilir:	Evet
Önemli açıklamalar:	Açıldıktan sonra önerilen saklama ve kullanım koşullarına uyulması durumunda raf ömrü: 6 ay
Package settings:	Şişe
pH Değer(ler)i:	25°C'de 4,01 $\pm$ 0,02 pH
Renk kodlu?:	Hayır
Saklama koşulları:	10 - 25°C (Işıktan koruyun)
Tanım:	pH Tamponu Kalibrasyon reaktifi