



KS100 KCl çözeltisi, doyun, 500 mL

Ürün Numarası: C20C300
TRY Fiyat: Bize Ulaşın
2 hafta içinde teslimat

Kombine ve referans elektrodlar için doldurma ve saklama çözeltisi

Kombine/referans elektrodlar için doldurma ve saklama çözeltisi.

Teknik özellikler

Konsantrasyon:	doygun KCl
Parametre:	KS100 doymuş KCl çözeltisi
Platform:	Çözelti
Tanım:	Kombine ve referans elektrodlar için doldurma ve saklama çözeltisi