



## pH 7,000 Sertifikalı Referans Madde CRM Tampon Standart Çözeltisi, 500 mL

Ürün Numarası:

S11M004

TRY Fiyat:  
Mevcut

Bize Ulaşın

### EN ISO 17034 standardına uygun Sertifikalı Referans Madde CRM

Tam pH tampon değerini bildiren Analiz Sertifikası\* ile DIN EN ISO 17034:2017 (D-RM-15184-01-00) standardına uygun Sertifikalı Referans Madde CRM pH Tampon IUPAC Standart Çözeltisi. Hava geçirmez alüminyum torbalı paketlenme sayesinde garantili raf ömrü. Renksiz pH tampon çözeltisi. 25°C'de pH 7,000  $\pm$  0,010 (k=2), 500 mL şişe.

\*www.hach.com/CoA adresinden indirilebilir.

#### Akredite referans madde üreticisi

Hach, Alman akreditasyon kuruluşu DAkkS tarafından, tescilli bir DIN EN ISO 17034:2017 (D-RM-15184-01-00) standardına uygun referans madde üreticisi olarak akredite edilmiştir. Berlin'de bulunan Hach kalibrasyon laboratuvarı, DIN EN ISO/IEC 17025:2018 (D-K-15184-01-00) standardına uygun olarak tescil edilmiştir.

#### Tam olarak izlenebilir standartlar

Akredite bir referans madde üreticisi tarafından üretilen standartların kullanımı, izlenebilirlik zincirine ve hesaplanan belirsizliklere güven duyulmasını sağlar.

#### 2 yıl raf ömrü garantili

Tüm standartlar, emniyetli bir şekilde saklanmalarını sağlayan hava geçirmez alüminyum torbalı ambalajda sunulur.

Sertifika ile onaylanan değer, ürünün ilk açılışına kadar sertifikanın verilme tarihinden itibaren 2 yıl süreyle garanti edilir.

#### Sertifika indirme

Tüm standartlar, Hach web sitesinden indirilebilen Analiz Sertifikasına sahiptir.

#### Kanıtlanmış İzlenebilirlik

Tüm standartlar, Hach web sitesinden indirilebilen Uyumluluk ve İzlenebilirlik Sertifikasına sahiptir. Akredite bir laboratuvar tarafından üretilen standart pH Tamponlarının kullanımı, izlenebilirlik zincirine ve hesaplanan belirsizliklere güven duyulmasını sağlar.

### Teknik özellikler

Dipnot:

<sup>1</sup>pH 7,000 hariç. pH 7,000 NIST, IUPAC ve DIN19266'ta yer alan pH 6,865 ve pH 7,413'ün spesifikasyonlarına göre bizim tarafımızdan formüle edilmiştir.

<sup>2</sup>Dansk Temel Metroloji A/S; Danimarka Akreditasyon ve Metroloji Vakfı tarafından pH ölçümleri için akredite edilmiştir (DANAK)(no. 255)"

Hacim / Paket boyutu:

500 mL

NIST izlenebilir:

Evet

Package settings:

Şişe

|                    |                                 |
|--------------------|---------------------------------|
| Parametre:         | pH                              |
| pH Deęer(ler)i:    | 25°C'de 7,000 ± 0,010 pH        |
| Renk kodlu?:       | Hayır                           |
| Saklama kořulları: | 10 - 25°C (Iřıktan koruyun)     |
| Tanım:             | pH tamponu kalibrasyon reaktifi |