



Tampon Çözeltisi; pH 9,23; 500 mL

Ürün Numarası:

S11M011

Tehlikeli

TRY Fiyat:
Mevcut

Bize Ulaşın



pH elektrotu kalibrasyonu için pH Tampon Standart Çözeltisi, Analiz Sertifikası ile*. Renksiz pH tamponu; 25°C çözeltide pH 9,23 ± 0,02. 500 mL şişe

*Ürün parça numarası ve lot numarası kullanılarak www.hach.com; Destek/Servis, Analiz Sertifikası menüsünden indirilebilir.

Teknik özellikler

Hacim / Paket boyutu:	500 mL
NIST izlenebilir:	Evet
Önemli açıklamalar:	Açıldıktan sonra önerilen saklama ve kullanım koşullarına uyulması durumunda raf ömrü: 3 ay
Package settings:	Şişe
pH Değer(ler)i:	25°C'de 9,23 ± 0,02 pH
Renk kodlu?:	Hayır
Saklama koşulları:	10 - 25°C (Işıktan koruyun)
Tanım:	pH Tamponu Kalibrasyon reaktifi