



## Tampon Çözeltisi; pH 4,65; 500 mL

Ürün Numarası:

S11M010

TRY Fiyat:  
Mevcut

Bize Ulaşın

pH elektrotu kalibrasyonu için pH Tampon Standart Çözeltisi, Analiz Sertifikası ile\*. Renksiz pH tamponu; 25°C çözeltide pH 4,65 ± 0,02. 500 mL şişe

\*Ürün parça numarası ve lot numarası kullanılarak [www.hach.com](http://www.hach.com); Destek/Servis, Analiz Sertifikası menüsünden indirilebilir.

### Teknik özellikler

|                       |                                                                                             |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hacim / Paket boyutu: | 500 mL                                                                                      |
| NIST izlenebilir:     | Evet                                                                                        |
| Önemli açıklamalar:   | Açıldıktan sonra önerilen saklama ve kullanım koşullarına uyulması durumunda raf ömrü: 3 ay |
| Package settings:     | Şişe                                                                                        |
| pH Değer(ler)i:       | 25°C'de 4,65 ± 0,02 pH                                                                      |
| Renk kodlu?:          | Hayır                                                                                       |
| Saklama koşulları:    | 10 - 25°C (Işıktan koruyun)                                                                 |
| Tanım:                | pH Tamponu Kalibrasyon reaktifi                                                             |