



Klorür QuanTab Test Çubukları, 30-600 mg/L

Ürün Numarası: 2744940
TRY Fiyat: Bize Ulaşın
Mevcut

Kantitatif sonuçları hızla tayin etmek için idealdir. Test çubuğunu numuneye batırıp renk değişikliğini basılı bir ölçekle karşılaştırmanız yeterlidir.

Teknik özellikler

Birim:	40 tests
Dipnot:	*mg/L aksi belirtilmedikçe; ppb = µg/L; ppm = mg/L.; gpg = galon başına tanecik; 1 gpg = 17,1 mg/L veya 17,1 ppm.
Metot:	Titrasyon Test Çubuğu
Ölçüm aralığı:	30 - 600 mg/L Cl ⁻
Parametre:	Cl ⁻ olarak Klorür
Platform:	Test Strip
Test kiti modeli:	QuanTab® **
Test sayısı:	40