



Ammonia test strips, 0 - 6.0 mg/L, 25 tests

Ürün Numarası: 2755325
TRY Fiyat: Bize Ulaşın
Mevcut

Measuring range: 0 - 0.25 - 0.50 - 1.0 - 3.0 - 6.0 mg/L; test strips are ideal in pre-test screening to detect the presence of materials that might interfere with lab testing.

Teknik özellikler

Birim:	25 tests
Dipnot:	*mg/L unless otherwise noted, ppb = µg/L, ppm = mg/L.; gpg = grains per gallon; 1 gpg = 17.1 mg/L or 17.1 ppm.
En küçük artış adımları:	Steps: 0, 0.25, 0.5, 1.0, 3.0, 6.0 ppm
Ölçüm aralığı:	0 - 6 ppm
Parametre:	Ammonia, Nitrogen, low range - As $\text{NH}_3\text{-N}$, For freshwater
Platform:	Test Strip
Test kiti modeli:	Test Strips
Test sayısı:	25