



Pipet, serolojik, steril, polistiren, tapalı, 10 mL, 500/pkt

Ürün Numarası: 2092868
TRY Fiyat: Bize Ulaşın
Teslimat tarihi için arayın

Takılabilir ağız uçlu, tek kullanımlık polistiren. "Aktarmak (TD)/püskürtmek" için kalibre edilmiş.

Steril, tek kullanımlık plastik pipet, tapalı. 10x 50/paket halinde toplu olarak paketlenmiş Renk kodlu. Siyah artan/azalan derecelendirmeler. "Aktarmak (TD)" İçin Kalibre Edilmiş. Doğruluk $\pm\%2$.

Teknik özellikler

Dereceler: 0.10 mL
Hacim / Paket boyutu: 500 /pkt
Kapasite: 10 mL