



5500 sc için Silika Reaktif Seti

Ürün Numarası:

6783600

TRY Fiyat:

Bize Ulaşın

Tehlikeli



5500 sc Silika analizörü için eksiksiz reaktif ve standart seti.

Teknik özellikler

Cihaz:	5500sc Silica
Parametre:	Silica
Saklama koşulları:	Keep containers tightly closed in a dry, cool and well-ventilated place. Protect from moisture.

Gerekli Aksesuarlar

- Gloves, Disposable, Powder Free, Nitrile, Medium (Item 2550502)
- Gloves, Disposable, Powder Free, Nitrile, X-Large (Item 2550504)
- Gloves, Disposable, Powder Free, Nitrile, Small (Item 2550501)
- Gloves, Disposable, Powder Free, Nitrile, Large (Item 2550503)