



9187 sc Amperometrik klor dioksit analizörü

Ürün Numarası:

LXV434.99.00001 **Tehlikeli**

TRY Fiyat:

Bize Ulaşın

Teslimat tarihi için arayın



Akıllı amperometrik Klor Dioksit Analizörü: 9187 sc

Tek kanallı endüstriyel analizör. Bir membran ClO_2 moleküllerinin seçici difüzyonunu sağlamaktadır. pH ve sıcaklık kompanzasyonu mevcuttur. Her şeyi içeren sistem (kontrolör hariç), bir panele monte edilmiştir.

Bakım işlemini kolaylaştırmak ve bakım süresini azaltmak için altın katodun ve gümüş anodun membranları koruma kapaklarına monte edilmiştir.

Klor girişimini önleyen seçici bir membran içerir

Akış hücresi sayesinde kararlı ölçümler

Kolay kurulabilen önmonteli akış sistemi

Otomatik temizleme sayesinde çok az bakım

Multi sensör, multi parametre dijital kontrolörler ile uyumlu

Teknik özellikler

Ağırlık:	6,5 kg
Akış:	Akış hücresi ile 14 L/s (200 - 250 mL/dak) otomatik regülasyon
Bağıl nem:	0 - 90 % yoğunlaşmayan
Bakım aralığı:	Tipik çalışmada diyafram ve elektrolit için 6 ay (Aralık: 3 ila 12 ay)
Basınç aralığı:	0,1 - 2 bar akış hücresinde
Doğruluk:	%5 veya ± 10 ppb ClO_2 , hangisi büyükse
Garanti:	24 aylar
Genişlik:	250 mm
Girişimler:	--
İşletme sıcaklık aralığı:	0 - 45 °C
Kalibrasyon aralığı:	2 ay
Kalibrasyon metodu:	Sıfır Kalibrasyonu: Elektriksel olarak veya ozon içermeyen su ile
	Kalibrasyon: Lab metodu ile proses numunesinin karşılaştırılması
Montaj biçimi:	Düz, dikey yüzey (panel, stand, vb.)

Muhafaza Su Geçirmezlik Sınıfı:	IP66 / NEMA 4X
Numune çıkışı:	0,5 " iç çap
Numune girişi:	0,25 " dış çap
Numune sıcaklığı:	2 - 45 °C
Ölçüm aralığı:	0 - 2 mg/L ClO ₂
Ölçüm prensibi:	Amperometrik/Membran (elektrot, membran, elektrolit)
Ölçüm sıklığı:	Sürekli
Parametre:	Klor dioksit
Saklama koşulları:	-20 - 60 °C
Saptama limiti:	0,01 mg/L ClO ₂
Sıcaklık kompanzasyonu:	Numune sıcaklığı aralığının üzerinde otomatik
Standart sapma:	1.5 %
Tepki süresi:	90 saniyeden kısa sürede %90
Yükseklik:	270 mm

Gerekli Aksesuarlar

- SC1000 Ekran Modülü (Item LXV402.99.00001)