



HQd Ölçüm Cihazı Standı

Ürün Numarası:	4754900
TRY Fiyat:	Bize Ulaşın
Mevcut	

Custom-fit for all portable HQD meters (without protective glove), this stand is perfect for use in the laboratory or other applications where hands-free operation is desired. Black molded plastic is durable and easy to clean.

Portatif tüm HQD ölçüm cihazlarına (koruyucu kılıf takılmadan) özel olarak uyarlanan bu stand laboratuvarında ve cihazın elle tutulmadan kullanılması gereken diğer tüm uygulamalarda kullanım için idealdir. Siyah plastik dayanıklı ve kolay temizlenebilir özelliktedir.