



Intellical LDO101 Laboratuvar Tipi Lüminesan/Optik Çözünmüş Oksijen (ÇO) Sensörü, 1 m Kablo

Ürün Numarası: **LDO10101**
TRY Fiyat: **Bize Ulaşın**
2 hafta içinde teslimat

Laboratuvar için LDO lüminesan teknolojisi

Intellical LDO101; dijital, lüminesan/optik çözünmüş oksijen (LDO) probudur. Laboratuvar modeli 1 veya 3 metrelik kablo ile mevcuttur. LDO101, otomatik basınç sensörü modülüne ve sıcaklık sensörüne sahiptir. LDO101 problar fabrikada tamamen kalibre edilir. Yeni LDO101 problar için artık iButton gerekli değildir. Kullanımda olduğu günleri izleme özelliği ve kalan sensör kapağı ömrü hatırlatıcısı, ilk kullanım gününde başlatılır. LDO101; atık su, içme suyu ve genel su kalitesi uygulamalarında çözünmüş oksijeni ölçmek için idealdir.

Çözünmüş oksijen ölçümünde çığır açan bir dönüm noktası olan Hach Intellical LDO, eski ÇO ölçüm teknolojilerinde görülen birçok güvenilirlik ve bakım sorunlarını ortadan kaldırmıştır.

Intellical LDO optik çözünmüş oksijen probu, temizlenecek veya değiştirilecek membranlara ya da yenilenecek elektrolit çözeltisine sahip değildir ve kalibrasyon sıklığını düşürür. Dünya çapında binlerce tesis tarafından çözünmüş oksijen ölçümlerinde güvenle kullanılmaktadır.

Intellical dijital problar, ölçüm geçmişinde üstün izlenebilirlik sağlar

Her ölçüm için kayıtlı zaman ve tarih mührü, operatör ve numune kimliği, kalibrasyon geçmişi, parametre ve prob seri numarası

Intellical dijital problar, yeniden kalibrasyon gerektiğinde kullanıcıyı uyarır

İşi tahmine bırakmadan, tüm ölçümlerde en güvenilir ve en doğru sonuçlar elde edilir.

Intellical dijital problemleri, yeniden kalibre edilmesine veya ölçüm ayarlarının yeniden girilmesine gerek kalmadan ölçüm cihazları arasında taşınabilir

Birden fazla HQD serisi Laboratuvar tipi ve Portatif ölçüm cihazı bulunan çok kullanıcıli ortamlar için idealdir.

Teknik özellikler

Ağırlık:	0,12 kg
Çözünürlük:	0,01/0,1 (maks. 5 hane)
Doğruluk:	8 mg/L'den yüksek değerler için $\pm 0,2$ mg/L
Doldurma çözeltisi:	-
Elektrot tipi:	Lüminesan Çözünmüş Oksijen
Garanti:	36 aylar
Kablo Uzunluğu:	1 m
Kit?:	Hayır
Kutudakiler:	Dayanıklı Intellical LDO101 Lüminesan Çözünmüş Oksijen (LDO) probu, 1 m kablo, koruyucu kılıf kiti, ÇO başlığı ve Temel Kullanıcı Kılavuzu.
Ölçüm aralığı:	0,05 - 20,0 mg/L
	%1 - 200 doygunluk
Parametre:	Çözünmüş Oksijen (ÇO)
Pressure accuracy:	$\pm 0,8$

Pressure Resolution:	1 mbar (1 hPa)
Prob türü:	Standart
Saturation resolution:	0.1 %
Sensor material:	Polikarbonat / ABS
Sensör türü:	Luminofor
Sıcaklık aralığı:	0 - 50 °C
Sıcaklık çözünürlüğü:	0,1 °C
Sıcaklık doğruluğu:	± 0,3 °C
Termistör:	ATC
Test Gereklilikleri:	Gereken Parametre: Çözünmüş Oksijen
	Minimum Numune Derinliği (mm): 10
Ürün Kiti:	Model: LDO101
	Dahil Olan Aksesuarlar: Yok
Uzunluk:	191 mm
Yöntem Türü:	Laboratuvar: Lüminesan Çözünmüş Oksijen

Kutudakiler

Dayanıklı Intellical LDO101 Lüminesan Çözünmüş Oksijen (LDO) probu, 1 m kablo, koruyucu kılıf kiti, ÇO başlığı ve Temel Kullanıcı Kılavuzu.