



Intellical LBOD101 Sensör Kapağı Yedek Seti

Ürün Numarası:

5838000

TRY Fiyat:

Bize Ulaşın

1 hafta içinde teslimat

INTELLICAL LBOD101 probu için yedek sensör kapağı ve iButton. LBOD101, BOİ5 testinde BOİ (Biyokimyasal Oksijen İhtiyacı) tayini için BOİ şişelerindeki çözünmüş oksijeni ölçer.

Hassas

İhtiyacınız olan yalnızca bir yanıt değil, doğru ve hızlı bir yanıt.

Hach ölçüm cihazı platformlarındaki optimize edilmiş stabilizasyon algoritmaları, tahmine dayalı

operatör sonuçlarını ortadan kaldırarak yanlış ölçümleri azaltır. Birçok elektrot,

zorlu ortamlarda bile doğru sonuçları ve en hızlı

yanıtı verecek şekilde çalışmaktadır.

Kolay Kullanım

Şu anda, bütçenizi ve

kaynaklarınızı korumaya yönelik yeni yöntemleri her zamankinden daha fazla aradığınız bir dönemdesiniz. Hach'ın yenilikçi menü tasarımı ve basit

tuş takımları ile kolayca ölçüm yaparak karmaşık kullanıcı kılavuzlarını incelemeyi ve

zamanınızı boşa harcamayı bir kenara bırakın.

Dayanıklı ve Sağlam

Açık alanda yapılan testlerin ve sık kullanımın neden olduğu

zorlu kullanım koşullarının üstesinden gelecek şekilde tasarlanmış Hach'ın dayanıklı ölçüm sistemlerine güvenin. Arızalanmadan sürekli çalışan

dayanıklı, su geçirmez sistemler edinmek için sektördeki

en sağlam problemler veya cam olmayan elektrotlar arasından seçim yapın.

Esnek

Hem laboratuvarlarda hem de sahada mı ölçüm yapmanız gerekiyor? Hach,

masaüstünden doğrudan test alanına kolayca götürebileceğiniz

güvenilir, yüksek performanslı sistemlerle verimlilik sağlar.

İhtiyaçlarınız doğrultusunda ölçüm yaptığınız parametre sayısını ileride genişletebilme güvencesi ile şimdi sadece ihtiyacınız olan parametreleri ölçün.

Teknik özellikler

Konektör: HQD spesifik