



Üç Saha Probu için Portatif HQd Dayanıklı Saha Çantası

Ürün Numarası:

8505501

ÜRETİMDEN KALDIRILAN ÜRÜN

Bu ürün artık mevcut değil.

Dayanıklı Saha Çantaları

Includes empty case and insert for meter and probe storage, 4 x containers for sample collection, and 1 x 500mL wash bottle. For 3 outdoor probes with 5m cable.

Dayanıklı Saha Çantasında ölçüm cihazını, problemleri ve aksesuarları yerine sabitleyecek özel kesim köpük dolgu parçaları mevcuttur. 5 m kablolu üç dayanıklı saha probunu tutar.

Numune alma kapları, ölçüm cihazı ve saha tipi problemler için bölmeler içeren hepsi bir arada dayanıklı saha çantaları kullanım kolaylığı sağlar.

Sağlam, pres kesim köpük dolgu ölçüm cihazını ve problemleri yerinde güvenli bir şekilde tutar

Teknik özellikler

Boyut (Y x G x D):

432 mm x 673 mm x 254 mm