



Plastik çantası ile birlikte dijital titratör

Ürün Numarası:

1690001

TRY Fiyat:
Mevcut

Bize Ulaşın

Hızlı ve hassas titrasyonlar için portatif ve sağlam dijital titratör. Yüksek çözünürlük ve yüksek hassasiyet. Kolay kullanım. Değiştirilebilir kartuşları ile 40'dan fazla parametre analizi.

Plastik çanta, kullanım kılavuzu ve aksesuarlar dahil.

Dijital Titrator metodlarında, analizlerin laboratuvarında, tesiste ve sahada yapılabilmesi için yüksek hassasiyetli iletim cihazı ve konsantre titrant kartuşları kullanılır. Değiştirilebilir kartuşlar sayesinde bir kaç saniyede titrant değişimi yapılabilir. Büretlerin temizlenmesine veya durulanmasına gerek yoktur. Numune konsantrasyonunun hesaplanması için kullanılan sayı, dijital sayaçtan direk görülebilir. Birçok metot için, görüntülenen değer doğrudan konsantrasyonu temsil eder....

Hassas sonuçlar

Hızlı ve kullanışlı

Çok amaçlı

Ekonomik

Teknik özellikler

Ağırlık:	0,132 kg
Aksesuarlar dahil:	Hayır
Doğruluk:	± 1 % (Okumaların belirsizliği 1 basamaktır, Çoğu örnek 100'den fazla basamak gerektirir)
Garanti:	24 aylar
İçerik:	Dijital Titrator only
Kutudakiler:	Sert yapılı taşıma çantası, kullanma kılavuzu ve beş adet aktarım tüpü içerir

Kutudakiler

Sert yapılı taşıma çantası, kullanma kılavuzu ve beş adet aktarım tüpü içerir