



Intellical PHC108 Laboratuvar ve Delme Tipi Paslanmaz Çelik pH Elektrotu, 1 m Kablo

Ürün Numarası: **PHC10801**
TRY Fiyat: Bize Ulaşın

Intellical PHC108, yeniden doldurulamayan renkli elektrolit (polimer) içeren seramik pime ve ayrıca açık referans bağlantı noktalarıyla yerleşik sıcaklık sensörüne sahip bir dijital kombine delme tipi pH elektrotudur. PHC108, gıda endüstrisinde kullanım için ideal olan temizlenmesi kolay paslanmaz çelik gövdeye sahiptir. Mızrak biçimli cam sensörü sayesinde PHC108 özellikle yarı katı numunelerde pH ölçmek için tasarlanmıştır. PHC108; organik çözücülerde, düşük iyonik kuvvetli veya yüksek alkali değeri olan numune türlerinde kullanıma uygun değildir.

Intellical dijital problar, ölçüm geçmişinde üstün izlenebilirlik sağlar

Her ölçüm için kayıtlı zaman ve tarih etiketi, operatör ve numune kimliği, kalibrasyon geçmişi, parametre ve prob seri numarası

Intellical dijital problar, yeniden kalibrasyon gerektiğinde kullanıcıyı uyarır

İşi tahmine bırakmadan, tüm ölçümlerde en güvenilir ve en doğru sonuçlar elde edilir.

Intellical dijital problemleri, yeniden kalibre edilmesine veya ölçüm ayarlarının yeniden girilmesine gerek kalmadan ölçüm cihazları arasında taşınabilir

Birden fazla HQD serisi laboratuvar tipi ve portatif ölçüm cihazı bulunan çok kullanıcıli ortamlar için idealdir.

Intellical dijital elektrotlar, yeniden kalibre edilmesine veya ölçüm ayarlarının yeniden girilmesine gerek kalmadan ölçüm cihazları arasında taşınabilir

Teknik özellikler

Ağırlık:	0,1 kg
Bağlantı Noktası:	Gözenekli Pin & Açık Bağlantı Noktaları
Çözünürlük:	0,001/0,01/0,1
Doğruluk:	±0,02 pH
Elektrot tipi:	Yeniden Doldurulamayan Jel Referans Elemanı
Garanti:	12 aylar
Kablo Uzunluğu:	1 m
Kit?:	Hayır
Kutudakiler:	Intellical PHC108 Laboratuvar Tipi pH elektrotu ile saklama amaçlı koruyucu tüp, 1 m kablo, kalibrasyon sertifikası ve Temel Kullanıcı Kılavuzu.
Ölçüm aralığı:	2 - 12 pH
Önemli özellik:	Yarı katı ortamlar/numuneler
Parametre:	pH
Prob türü:	Standart
Referans:	Ag/AgCl
Sensor material:	Paslanmaz Çelik

Sensör türü:	pH Cam
Sıcaklık aralığı:	0 - 60°C
Sıcaklık çözünürlüğü:	0,1°C
Sıcaklık doğruluğu:	± 0,3°C
Sodium (Alkalinity) error:	<0,1 M NaCl'de ve pH 11'de 0,1 pH
Termistör:	ATC
Test Gereklilikleri:	Gereken Parametre: pH
	Minimum Numune Derinliği (mm): 15
Ürün Kiti:	Model: PHC108
	Dahil Olan Aksesuarlar: Yok
Uygulama:	Piercing / Semi-Solids
Uzunluk:	182 mm
Yöntem Türü:	Laboratuvar: RedRod / Yeniden Doldurulabilir Referans Elemanı

Kutudakiler

Intellical PHC108 Laboratuvar Tipi pH elektrotu ile saklama amaçlı koruyucu tüp, 1 m kablo, kalibrasyon sertifikası ve Temel Kullanıcı Kılavuzu.