



Be Right™



## Genel kullanım için Sension+ PH1 Portatif pH Seti Genel kullanım için Sension+ PH1 Taşınabilir pH Seti

Ürün Numarası: LPV2550T.98.002  
TRY Fiyat: Bize Ulaşın

### Eksiksiz portatif ölçüm sistemi.

Evrensel pH elektrodu ile portatif ölçüm cihazı. Genel sulu uygulamalar için.

Hepsi bir arada sistem anlaşılır menü yönlendirmesi ile genel elektrokimya testlerini hızlı ve kolay bir hale getirir. Her sistem bir çok uygulamada kullanım için tasarlanmıştır ve teste başlamak için gereken tüm malzemeler ile eksiksiz olarak gelir.

### Basit ve Hızlı Ölçümler

İçme suyu ve genel sulu numuneler için hızlı sonuç veren elektrot. İçme suyu ve genel sulu numuneler için hızlı sonuç veren elektrot.

**Maksimum kolaylık: Sension+ setleri, test yapmaya başlamak için ihtiyacınız olan her şeyle birlikte sunulur. Maksimum kolaylık: Sension+ setleri, test yapmaya başlamak için ihtiyacınız olan her şeyle birlikte sunulur.**

Sension+ portatif setlerde ölçüm cihazı, prob, taşıma çantası ve tüm gerekli aksesuarlar bulunur. Sension+ taşınabilir setlerde ölçüm cihazı, prob, taşıma çantası ve tüm gerekli aksesuarlar bulunur.

### Sension+ setler üstün sahada kullanılabilme özelliği sunar Sension+ setler sahada üstün kullanılabilme özelliği sunar

Sension+ taşıma çantaları eksiksiz, portatif bir laboratuvar işlevi görür.

Vidalı kalibrasyon tüpleri ve prob saklama tüpleri sahada kullanımı kolaylaştırır. Sension+ taşıma çantaları eksiksiz, taşınabilir bir laboratuvar işlevi görür.

Vidalı kalibrasyon tüpleri ve prob saklama tüpleri sahada kullanımı kolaylaştırır.

### Hassas ve uygun maliyetli sistem.

### Teknik özellikler

AC ve USB kullanım:	Hayır
Ağırlık:	2,5 kg
Arayüz dilleri:	Simge bazlı, dil bilmek gerekmez
Barometrik basınç ölçümü:	-
Basınç kompanzasyonu:	-
Batarya gereksinimleri:	3 AA
Boyut (Y x G x D):	38 mm x 73 mm x 186 mm
Çevresel koşullar: Bağıl nem:	< 80 % bağıl nem (yoğunlaşmayan)
Çevresel koşullar: Sıcaklık:	0 - 50 °C (32 - 122 °F)
Çıkış:	-
ÇO çözünürlüğü:	-

ÇO ölçüm aralığı:	-
ÇO sensör kalibrasyonu:	-
Çözünürlük:	0.1 mV ( $\pm 199.9$ mV range)
Dahili sonuç saklama kapasitesi:	-
Diller:	-
Doğruluk:	-
Ekran:	Piktogramlı ve arkadan aydınlatmalı LCD
Eşzamanlı ölçümler:	pH, Temperature
Garanti:	2 yıl
Girişler:	MP-5
GLP özellikleri:	-
İletkenlik çözünürlüğü:	-
İletkenlik doğruluğu:	-
İletkenlik ölçüm aralığı:	-
İletkenlik ölçümü: Sıcaklık düzeltmesi:	-
İşletme arayüzü:	Tuş takımı
Kalibrasyon eğrileri ekranı:	Eğim ve asimetri potansiyeli görüntülenir
Manuel dilleri:	20 dilden fazla
Masaüstü:	Hayır
Model:	pH1
Muhafaza IP sınıfı:	IP67
mV çözünürlüğü:	0.1 mV (0 - 200 mV) 1 mV (kalanı için)
Ölçüm aralığı:	$\pm 1999$ mV
Ölçüm metodu:	Auto stabilisation, continuous
Otomatik tampon tanıma:	pH 2.01, 4.01, 7.00, 9.21, 10.01
Parametre:	pH, mV, Sıcaklık
PC veri aktarım yazılımı:	-
pH Çözünürlüğü:	0.01 pH
pH Doğruluğu:	$\leq 0,02$ pH ( $\pm 1$ basamak)
pH Elektrodu kalibrasyonu:	1 - 3 noktalı kalibrasyon
pH Ölçümü:	-2 - 19,99 pH
Problar dahildir?:	Evet
Sıcaklık çözünürlüğü:	0,1 °C
Sıcaklık doğruluğu:	0,2 °C ( $\pm 1$ basamak)
Sıcaklık kompanzasyonu:	Pt 1000 sıcaklık probu veya tuş takımı ile
Sıcaklık ölçüm aralığı:	-20.0 - 150.0 °C (-4.0 - 302.0 °F)
Stabil okumada iletkenlik ölçümü:	-
Su Rezistansı:	IP67
TDS ölçüm aralığı:	-
Tuzluluk çözünürlüğü:	-
Tuzluluk ölçüm aralığı:	-
Uygunluk sertifikasyonları:	CE.WEEE
Yükseklik:	-