



Sension+ MM156 Portatif Multimetre Seti pH, iletkenlik ve Çözünmüş Oksijen için

Ürün Numarası:

LPV4049.98.0002

ÜRETİMDEN KALDIRILAN ÜRÜN

Bu ürün artık mevcut değil.

Multi parametre sistem, eşzamanlı ölçüm

Setin içeriği: Multi metre, pH, iletkenlik, çözünmüş oksijen ve sıcaklık için 5049 multi sensör, taşıma çantası ve aksesuarlar.

Hepsi bir arada sistem anlaşılır menü yönlendirmesi ile genel elektrokimya testlerini hızlı ve kolay bir hale getirir. Her sistem bir çok uygulamada kullanım için tasarlanmıştır.

Tam donanımlı portatif ölçüm sistemi

Tek bir prob, eş zamanlı olarak pH, iletkenlik, Çözünmüş Oksijen ve Sıcaklık ölçümü sunar. Tek bir prob, eş zamanlı olarak pH, ORP, Çözünmüş Oksijen ve Sıcaklık ölçümü sunar.

Zaman ve paradan tasarruf

Sahada daha kolay kullanım, hızlı ölçüm

Kalibrasyon tüpleri standart sarfiyatını en aza indirir

Çevre Kontrolü ve genel sulu numuneler için idealdir. Çevre Kontrolü ve genel sulu numuneler için idealdir.

Teknik özellikler

AC ve USB kullanım:	Hayır
Ağırlık:	0,3 kg
Arayüz dilleri:	Simge bazlı, dil bilmek gerekmez
Arka ışık:	Dahil
Barometrik basınç ölçümü:	Manual introduction
Basınç kompanzasyonu:	-
Batarya gereksinimleri:	3 AA
Boyut (Y x G x D):	38 mm x 74 mm x 186 mm
Çevresel koşullar: Bağıl nem:	< 80 % bağıl nem (yoğunlaşmayan)
Çevresel koşullar: Sıcaklık:	0 - 50 °C (32 - 122 °F)
Çıkış:	-
ÇO çözünürlüğü:	0.01 mg/L ölçüm aralığına bağlı
ÇO ölçüm aralığı:	0.00 - 19.99 mg/L and 20.0 - 22.0 mg/L (25°C)
ÇO sensör kalibrasyonu:	1 - 2 nokta, doymuş hava, 0% ÇO, kalibrasyon aparatı set ile birlikte verilir

Çözünürlük:	EC: 0.01 µS/cm - 1 mS/cm depending on range
Dahili sonuç saklama kapasitesi:	-
Diller:	-
Doğruluk:	-
Ekran:	Piktogramlı ve arkadan aydınlatmalı LCD
Ekran Tipi:	128 x 64 piksel, eşzamanlı ölçüm
Eşzamanlı ölçümler:	pH, İletkenlik, Çözünmüş Oksijen, Sıcaklık
Garanti:	36 aylar
Girişler:	MP-8
GLP özellikleri:	-
İletkenlik çözünürlüğü:	Ölçüm aralığına bağlı
İletkenlik doğruluğu:	≤ 0.5 % (± 1 basamak) ölçüm aralığının
İletkenlik ölçüm aralığı:	1 µS/cm - 30 mS/cm (prob aralığı)
İletkenlik ölçümü: Sıcaklık düzeltmesi:	-
İşletme arayüzü:	Tuş takımı
Kalibrasyon eğrileri ekranı:	Eğim ve asimetri potansiyeli görüntülenir
Kit?:	Evet
Manuel dilleri:	İngilizce, Fransızca, Almanca, İtalyanca, Portekizce, Çekce, Danca, Felemenkçe, Lehçe, İsveçce, Fince, Bulgarca, Macarca, Romence, Litvanyaca, Rusça, Türkçe, Slovakca, Slovence, Hırvatça, Yunanca, Estonya dili
Masaüstü:	No
Model:	MM156
Muhafaza IP sınıfı:	IP67
mV çözünürlüğü:	-
Ölçüm aralığı:	-
Ölçüm metodu:	Auto stabilisation, continuous
Otomatik tampon tanıma:	pH 2.01, 4.01, 7.00, 9.21, 10.01
Parametre:	pH, İletkenlik, Tuzluluk, Çözünmüş Oksijen, Sıcaklık
PC veri aktarım yazılımı:	-
pH Çözünürlüğü:	0.01 pH
pH Doğruluğu:	≤ 0,02 pH (± 1 basamak)
pH Elektrodu kalibrasyonu:	1 - 3 noktalı kalibrasyon
pH Ölçümü:	-2 0 s 19.99 pH
Problar dahildir?:	Multi Sensor for pH, Conductivity, Salinity and Dissolved Oxygen (DO)
Sıcaklık çözünürlüğü:	0,1 °C
Sıcaklık doğruluğu:	0,2 °C (± 1 çislice)
Sıcaklık kompanzasyonu:	Pt 1000 sıcaklık probu veya tuş takımı ile
Sıcaklık ölçüm aralığı:	-20.0 - 150.0 °C (-4.0 - 302.0 °F)
Stabil okumada iletkenlik ölçümü:	Yes
Su Rezistansı:	IP67
TDS ölçüm aralığı:	0 mg/L - 500 g/L
Tuzluluk çözünürlüğü:	Ölçüm aralığına bağlı
Tuzluluk ölçüm aralığı:	0.0 - 1999 mg/L 2.0 - 50.0 g/L NaCl

Uygunluk sertifikasyonları:	CE.WEEE
Yükseklik:	-