



FerroVer Demir Toz Reaktifi, 0,02-3,00 mg/L Fe

Ürün Numarası:

2105769

TRY Fiyat:
Mevcut

Bize Ulaşın

Tehlikeli



Demir tayini için ayrı ayrı kapalı paketlerde toz reaktifler, FerroVer yöntemi. 10 mL numune için. 100/pk.

Teknik özellikler

Cihaz:	DR/3000, DR/2000 hariç tümü
EPA uygunluğu:	Evet
Hacim / Paket boyutu:	100 /pk
Metot:	FerroVer
Metot numarası:	8008
Ölçüm aralığı:	0,02 - 3,00 mg/L Fe
Parametre:	Demir
Platform:	Powder Pillows
Saklama koşulları:	10 °C - 25 °C
Sindirim gereklidir:	toplam demir için
Tanım:	FerroVer Demir Toz Reaktifi, 10mL
Test sayısı:	100

Gerekli Aksesuarlar

- Gloves, Disposable, Powder Free, Nitrile, Large (Item 2550503)