



TPTZ Demir Toz Reaktif Paketleri, 0,012-1,800 mg/L Fe

Ürün Numarası:

2608799

TRY Fiyat:
Mevcut

Bize Ulaşın

Tehlikeli



Düşük düzeylerdeki demirin tayini için ayrı ayrı kapalı paketlerde toz reaktif. 10 mL numune için. 100'lük paket.

Teknik özellikler

Cihaz:	DR/3000, DR/2000, DR/820 hariç tümü
Hacim / Paket boyutu:	100 /pk
Metot:	TPTZ
Metot numarası:	8112
Ölçüm aralığı:	0,012 - 1,800 mg/L Fe
Parametre:	Demir
Platform:	Powder Pillows
Test sayısı:	100

Gerekli Aksesuarlar

- Gloves, Disposable, Powder Free, Nitrile, Large (Item 2550503)