



FerroZine Demir Reaktif Çözeltisi, 0,009-1,400 mg/L Fe

Ürün Numarası:

230149

TRY Fiyat:
Mevcut

Bize Ulaşın

Tehlikeli



Eser miktarda çözünmüş ferri (Fe^{3+}) ve ferro (Fe^{2+}) demir tayini için.

Kullanım kolaylığı

Sıvı reaktiflerin, şişe üstü dispenserlerin ve pour-thru hücrelerin kullanıldığı Rapid Liquid yöntemleri test işlemlerini basitleştirir.

Performans

Pour-thru hücre sabit bir optik sistem sağladığı için Rapid Liquid yöntemleri genel olarak numune hücrelerinin yerleştirilip çıkartılmasını gerektiren yöntemlerden daha yüksek hassasiyet sağlar.

Verimlilik

Rapid Liquid yöntemleri, yüksek hacimli testler için idealdir.

Teknik özellikler

Cihaz:	DR/850, DR/820, PC, II hariç tümü
Hacim / Paket boyutu:	500 mL
Metot:	FerroZine
Metot numarası:	8147
Ölçüm aralığı:	0,009 - 1,400 mg/L Fe
Parametre:	Demir
Platform:	Çözelti
Test sayısı:	500 - 1000

Gerekli Aksesuarlar

- Gloves, Disposable, Powder Free, Nitrile, Large (Item 2550503)