



Molibden Reaktif Seti, HR, Toz Reaktif Paketleri, 0,2 - 40,0 mg/L Mo

Ürün Numarası:

2604100

TRY Fiyat:
Mevcut

Bize Ulaşın

Tehlikeli



Merkaptoasetik Asit Yöntemiyle Molibden tayini için ayrı ayrı kapalı paketlerde toz reaktifler. 10 mL numune için. 100'lük paket.

Teknik özellikler

Cihaz:	DR/3000, DR/2000, PC II hariç tümü
Metot:	Merkaptoasetik Asit
Metot numarası:	8036
Numune boyutu:	10 mL
Ölçüm aralığı:	0,3 - 40,0 mg/L Mo
Parametre:	Molibden
Platform:	Powder Pillows
Test sayısı:	100

Gerekli Aksesuarlar

- Gloves, Disposable, Powder Free, Nitrile, Large (Item 2550503)