



ChromaVer Krom Toz Reaktif Paketleri, 0,010-0,700 mg/L Cr (VI)

Ürün Numarası:

1271099

Tehlikeli

TRY Fiyat:
Mevcut

Bize Ulaşın



Altı değerlikli ve toplam Krom tayini için ayrı ayrı kapalı paketlerde toz reaktif. 10 mL numune için.

Teknik özellikler

Cihaz:	DR/3000, DR/2000, DR/850, DR/820 hariç tümü
EPA uygunluğu:	Evet
Hacim / Paket boyutu:	/pk
Metot:	1,5-Difenilkarbohidrazid
Metot numarası:	8023
Ölçüm aralığı:	0,010 - 0,700 mg/L Cr ⁶⁺
Parametre:	Krom
Platform:	Powder Pillows
Test sayısı:	100

Gerekli Aksesuarlar

- Gloves, Disposable, Powder Free, Nitrile, Large (Item 2550503)