



CuVer 1 Bakır Toz Reaktif Paketleri, 0,04-5,00 mg/L Cu, 100/pk

Ürün Numarası:

2105869

Tehlikeli

TRY Fiyat:
Mevcut

Bize Ulaşın



Bakır tayini için ayrı ayrı kapalı paketlerde toz reaktif, Bisinkoninat Yöntemi. 10 mL numune için.

Teknik özellikler

Cihaz:	All except DR/3000, DR/2000, DR/850, DR/820
EPA uygunluğu:	Evet
Hacim / Paket boyutu:	100 /pk
Metot:	Bisinkoninat
Metot numarası:	8506
Ölçüm aralığı:	0,04 - 5,00 mg/L Cu
Parametre:	Bakır
Platform:	Powder Pillows
Test sayısı:	100

Gerekli Aksesuarlar

- Gloves, Disposable, Powder Free, Nitrile, Large (Item 2550503)