



Alüminyum Toz Reaktif Seti, Toz Reaktif Paketleri, 0,008-0,800 mg/L Al

Ürün Numarası:

2242000

Tehlikeli

TRY Fiyat:
Mevcut

Bize Ulaşın



Alüminyum tayini için ayrı ayrı kapalı paketlerde toz reaktifler. 100 test.

Teknik özellikler

Cihaz:	Tümü
Metot:	Alüminon
Metot numarası:	8012
Ölçüm aralığı:	0,008 - 0,800 mg/L Al
Önemli açıklamalar:	Set şunları içerir: AluVer 3 Alüminyum Toz Reaktif Paketleri (1429099), Askorbik Asit Toz Reaktif Paketleri (1457799), Ağartıcı 3 Toz Reaktif Paketleri (1429449)
Parametre:	Alüminyum
Platform:	Powder Pillows
Saklama koşulları:	10 °C - 30 °C
Tanım:	Alüminyum reaktif seti, Toz Reaktif Paketleri, Alüminon
Test sayısı:	100

Gerekli Aksesuarlar

- Gloves, Disposable, Powder Free, Nitrile, Large (Item 2550503)