



Klor, serbest, Toz Reaktif Paketi, 0,02-2,00 mg/L Cl₂

Ürün Numarası:

2105569

Tehlikeli

TRY Fiyat:
Mevcut

Bize Ulaşın



DPD yöntemiyle serbest klor tayini için kapalı paketlerde toz reaktifler. 10 mL numune için.

Teknik özellikler

Cihaz:	DR/3000, DR/2000 hariç tümü
EPA uygunluğu:	Evet
Metot:	DPD
Metot numarası:	8021
Numune boyutu:	10 mL
Ölçüm aralığı:	0,02 - 2,00 mg/L Cl ₂
Parametre:	Klor, serbest
Platform:	Powder Pillows
Saklama koşulları:	10 °C - 25 °C
Tanım:	DPD Serbest Klor Toz Reaktif Paketi, 10mL
Test sayısı:	100

Gerekli Aksesuarlar

- Gloves, Disposable, Powder Free, Nitrile, Large (Item 2550503)