



Toplam Klor, DPD Toz Reaktif Paketleri, 1000/pk

Ürün Numarası:

2105628

Tehlikeli

TRY Fiyat:
Mevcut

Bize Ulaşın



Toplam Klor tayini için DPD Toz Reaktif Paketleri. 0,02-2,00 mg/L Cl₂ ölçüm aralığı. 10 mL numune için.

Teknik özellikler

Cihaz:	DR/3000, DR/2000 hariç tümü
EPA uygunluğu:	Evet
Metot:	DPD
Metot numarası:	8167
Numune boyutu:	10 mL
Ölçüm aralığı:	0,02 - 2,00 mg/L Cl ₂
Parametre:	Klor, toplam
Platform:	Powder Pillows
Saklama koşulları:	10 - 25 °C
Test sayısı:	1000

Gerekli Aksesuarlar

- Gloves, Disposable, Powder Free, Nitrile, Large (Item 2550503)